

Datenblatt Geschiebeteile



Unsere Geschiebeteile für Hybridprothesen bieten höchste Präzision. Sie sind als Stab- oder Riegelprothese erhältlich (auch einseitig möglich). Die Präzisionsbefestigungen verbinden Prothese und Kronen stabil, für maximalen Komfort und einfache Handhabung.



Ästhetik

- Natürliche Erscheinung
- Klammerfreie Versorgung



Komfort & Zuverlässigkeit

- Grazilere Gestaltung möglich.
- Maximaler Halt.
- Wiederbringbarer Halt durch austauschbare Kunststoffmatrizen.



Hinweis zum Gebrauch

HINWEIS ZUM GEBRAUCH

Herstellung eines Gerüsts, Anprobe einer herausnehmbaren Versorgung

DER ABDRUCK

- Digital, Silikone und Elastomere (keine Alginate).

BEFESTIGUNG

- Zementieren oder verkleben (Verarbeitung nach Herstellerangaben).



Biokompatibilität

- nickelfrei.
- universell einsetzbar.
- biokompatibel.



Protilab Materialien*

Geschiebeteile namhafter Hersteller:

- Preci-Vertix®
- Bredent Schwenkriegel
- Preciline Stabgeschiebe
- CoCr: Audental CE2797

* Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen

Meinung von François, Erfahrener Zahntechniker



Hochpräzise Versorgung mit maximalem Halt, vielseitig anwendbar.
Komfortable, zuverlässige und ästhetische Lösung – hierzu wird Sie Ihr Zahntechniker gerne beraten.

François, Erfahrener Zahntechniker Protilab