

# Datenblatt

## Herausnehmbarer Zahnersatz

PROTIFORM TELESKOPPROTHESE



Die ProtiForm Teleskopprothese kombiniert biokompatible Hochleistungskunststoffe mit präzisen Zirkon-Primärteilen. Das Ergebnis ist ein leichter, stabiler und ästhetisch überzeugender Zahnersatz, der durch digitale Fertigung eine exakte Passform und hohen Tragekomfort bietet.



### Komfort

- Natürliche Zahn- und Gingivawirkung
- Glatte, porenfreie Oberflächen
- Unauffälliges Erscheinungsbild
- Feine anatomische Gestaltung



### Biokompatibilität

- Exzellente Biokompatibilität da Primärteleskop in Zirkon
- Hypoallergen, frei von Restmonomeren
- Sehr geringe Wasseraufnahme (<0,4%)
- Geruchs- und verfärbungsresistent
- Plaqueabweisende Oberfläche



### Ästhetik

- Natürliche Zahn- und Gingivawirkung
- Glatte, porenfreie Oberflächen
- Unauffälliges Erscheinungsbild
- Feine anatomische Gestaltung



### Hinweis zum Gebrauch

- -1.Schritt Silikon Abdrucknahme / Scan (Doppelmisch, Impregum, etc.) der präparierten Pfeilerzähne
- Herstellung der Primärteile und individuellen Löffel und event. Bissnahme
- Fixabdruck über Primärteile und Bissnahme auf dem Meistermodell
- Herstellung Sekundärkonstruktion Modellguss und der Sekundärkronen inkl. Verblendungen, Auf – und auch Fertigstellung wenn gewünscht.



### Protilab Materialien\*

- Peek: Dentek CE0197 Sekundär- & Gerüstanteile
- Zircon: BSM- CE0197
- Kunststoff: Ivoclar Vivadent CE0123
- Kunststoffzähne: Vita - CE0124
- Komposite : Vita - CE0124

\*Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen

## Meinung von Matthias, Zahntechniker



Aus zahntechnischer Sicht bietet die ProtiForm Teleskopprothese eine sehr gute Kombination aus Stabilität, Tragekomfort und ästhetischen Ergebnissen. Die glatte Oberfläche und das geringe Gewicht führen dazu, dass die Prothese vom Patienten kaum wahrgenommen wird.

Matthias, Zahntechniker Protilab