

# Datenblatt Schienen

BLEACHING- KNIRSCHER



Protilab bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Schienen, wie z.B. Bleaching oder Knirscher. Um nur einen Teil zu nennen. Medikamenten- und Röntgenschienen gehören ebenfalls zu unserem Repertoire. Wir verwenden nur Materialien namhafter und bekannter Hersteller. All unsere Produkte entsprechen dem CE Standard.



## Zähne bleichen

- Bleaching-Schienen sind weiche, elastische Schienen mit einem Reservoir für die Aufnahme des Bleichmittels.



## Knirschen / Bruxismus

- Hier haben Sie die Wahl zwischen drei Arten von Knirscherschienen: Zum einen gibt es die weiche und flexible Schiene, geeignet für leichten Bruxismus, zum anderen die harte Schiene, ebenfalls aus transparentem Kunststoff, für starkes Knirschen. Die dritte Variante ist eine Mischung aus beiden: Innen weich, aussen aus hartem Kunststoff. Angenehmer Tragekomfort für den Patienten.



## Hinweis zum Gebrauch

### ABDRUCK

- Digital, Alginate, Silikone und Elastomere.



## Protilab Materialien\*

- Bleaching Schiene: Erkoflex-Bleach – Erkodent\*
- Harte Schiene: Erkodent - CE0197
- Weiche Schiene: Erkoflex – Erkodent

\*Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen

## Meinung von Erik, Zahntechniker



All diese Schienen zeichnen sich durch einfache Handhabung für den Patienten aus

Erik, Zahntechniker Protilab